


Ymarda 手術用双眼ルーペ

Ymarda 手術用双眼ルーペはフレームタイプ、クリップ・オンタイプ、TTL(埋込み)タイプ等を製品化しております。

またルーペにセット出来る LED ライトシステムも同時に製品化しております。

視野が明るくなり術部が良く見えることは、術者の目の疲労度を和らげると共にルーペを使用することにより、術中の姿勢も良くなり頸椎への負荷も和らげ、術者の健康維持に役立ちます。



■ C 型ルーペ(コンパウンド・オプティクス ルーペ)シリーズ

多くの方に使用されている標準的なタイプで、非常に軽く、瞳孔間調整も簡便に行えます。



CM 型ルーペ(本体が黒色)



CH 型ルーペ(本体が白色)

CM 型、CH 型共に 2.5 倍、3.0 倍、3.5 倍、4.0 倍が有ります。

2.5 倍には焦点距離が 200~600mm まで 5 種類、3.0 倍から 4.0 倍までは 280~600 まで各 4 種類のルーペが有り、手術によって最も適した物を選択出来ます。

C 型ルーペの種類と仕様

	倍率	形式番号	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径 (mm)	重量(g)
コンパウンド・ オプティクス (形式;CM 又は CH)	2.5X	CM(H)250-XS	200~300	90	42
	2.5X	CM(H)250-S	280~380	95	42
	2.5X	CM(H)250-R	360~460	110	42
	2.5X	CM(H)250-L	440~540	130	42
	2.5X	CM(H)250-XL	500~600	150	42
	3.0X	CM(H)300-S	280~380	70	46
	3.0X	CM(H)300-R	360~460	90	46
	3.0X	CM(H)300-L	440~540	110	46
	3.0X	CM(H)300-XL	500~600	120	46
	3.5X	CM(H)350-S	280~380	60	47
	3.5X	CM(H)350-R	360~460	65	47
	3.5X	CM(H)350-L	440~540	75	47
	3.5X	CM(H)350-XL	500~600	80	47
	4.0X	CM(H)400-S	280~380	70	65
	4.0X	CM(H)400-R	360~460	72	65
	4.0X	CM(H)400-L	440~540	80	65
4.0X	CM(H)400-XL	500~600	85	65	

【注意】術者の視力により焦点距離は変化します。

また視野径はルーペの接眼レンズと眼球までの距離により変化します。

■ TTL(埋め込み)型ルーペ

TTL 型ルーペはプロテクティブシールドにルーペレンズを直接取り付けられた製品で、余分な物が無い為非常に軽く視野径も広くなり、術者を必ず満足させます。

(尚本製品は眼科の処方箋が必要となります)



TTL(埋め込み)型ルーペ



TTL+AXSL ヘッドライト

TTL 型ルーペの種類と仕様

モデル名称	倍率	形式番号	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径 (mm)	重量(g)
TTL 型 ルーペ	2.5X	TTL250-R	300~500	170	45
	2.5X	TTL250-L	400~600	180	45
	3.0X	TTL300-S	280~380	110	42
	3.0X	TTL300-R	360~460	120	42
	3.0X	TTL300-L	440~540	120	42
	3.0X	TTL300-XL	500~600	130	42

■ S 型(ミニ)ルーペ **新発売**

C 型ルーペのルーペレンズよりも小さく、超軽量で視野径も 2.5 倍においては広がっており、とても使いやすいルーペです。



SM 型ルーペ



SH 型ルーペ

S 型(ミニ)ルーペの種類と仕様

モデル名称	倍率	形式番号	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径 (mm)	重量(g)
ミニルーペ 【コンパウンド・ オプティクス】 (型式 SM 又は SH)	2.5X	SM(H)250-R	300~500	170	31
	2.5X	SM(H)250-L	400~600	180	31
	3.0X	SM(H)300-S	280~380	90	30
	3.0X	SM(H)300-R	360~460	100	30
	3.0X	SM(H)300-L	440~540	100	30
	3.0X	SM(H)300-XL	500~600	110	30

【注意】術者の視力により焦点距離は変化します。

また視野径はルーペの接眼レンズと眼球までの距離により変化します。

■ D 型(プリズム・オプティクス)ルーペ

D 型ルーペは主として高倍率(5.0 倍、6.0 倍、8.0 倍)のルーペであり、2.5 倍、3.0 倍のルーペを使用しており、ルーペ使用の手術に慣れた方にお勧めします。

両ルーペレンズ上部のツマミをスライドさせて、瞳孔間を調整します。



DM 型ルーペ



DH 型ルーペ

D 型(プリズム・オプティクス)ルーペの種類と仕様

モデル名称	倍率	形式番号	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径 (mm)
プリズム・ オプティクス (形式;DM 又は DH)	5.0X	DM(H)500-S	340	60
	5.0X	DM(H)500-R	420	64
	5.0X	DM(H)500-L	500	68
	5.0X	DM(H)500-XL	550	70
	6.0X	DM(H)600-S	340	55
	6.0X	DM(H)600-R	420	58
	6.0X	DM(H)600-L	500	60
	6.0X	DM(H)600-XL	550	65
	8.0X	DM(H)800-S	340	45
	8.0X	DM(H)800-R	420	48
	8.0X	DM(H)800-L	500	50
	8.0X	DM(H)800-XL	550	55

■ その他のルーペ装着方法

クリップ・オン タイプ



クリップ・オン
CM ルーペ



クリップ・オン
CH ルーペ



ヘッドバンド
CM ルーペ



ヘッドバンド
CH ルーペ

■ フレーム選択



形式番号; FT+色
チタニウム フレーム
色; 黒、シルバー



形式番号; FM+色
金属 フレーム
色; 黒、シルバー、ワインレッド



形式番号; FLM+色
金属 フレーム(女性用)
色; 紫



形式番号; FTP+色
プラスチック・スポーツタイプ フレーム
色; 黒、シルバー、白、藍、茶、ゴールド、赤



形式番号; FBP+色
プラスチック・スポーツタイプ フレーム
色; 黒、シルバー、白、緑、青、赤、ゴールド

Ymarda LED ヘッドライトシステム

本品は優れた同軸照明が可能であるため、無影で焦点の合った照明が可能となります。これにより、良好な視野が得られ、目の疲れを軽減します。

YHL-AXSL 型 LED ヘッドライト



YHL-AXSL 型 LED ヘッドライトの仕様

- ◆ 照度;15,000~30,000Lux
- ◆ 連続使用時間;12 時間
- ◆ LED 出力;1W
- ◆ LED 寿命;100,000 時間
- ◆ ライト重量;6g バッテリーパック重量;150g
- ◆ チャージ電圧;AC110V/220V、50~60Hz

YHL-AXRL 型 LED ヘッドライト



YHL-AXRL 型 LED ヘッドライトの仕様

- ◆ 照度;15,000~35,000Lux
- ◆ 連続使用時間;8 時間
- ◆ LED 出力;2W
- ◆ LED 寿命;100,000 時間
- ◆ ライト重量;22g バッテリーパック重量;150g
- ◆ チャージ電圧;AC110V/220V、50~60Hz

YHL-B 型 LED ヘッドライト



YHL-B 型 LED ヘッドライトの仕様

- ◆ 照度;15,000~30,000Lux
- ◆ 連続使用時間;12 時間
- ◆ LED 出力;1W
- ◆ LED 寿命;100,000 時間
- ◆ ライト重量;6g バッテリーパック重量;150g
- ◆ チャージ電圧;AC110V/220V、50~60Hz

■ ルーペ格納ケース



布製ケース



金属製ケース



ヘッドバンド用金属ケース



総合金属ケース



■ 付属品




調整用ドライバー



フリップアップレバー



ストラップ



フィルター

■ LED ヘッドライト各種取付け



TTL ルーペ+YHL-AXSL



CH ルーペ+YHL-AS



ヘッドバンド+YHL-ARL



クリップ+YHL-AXSL



CM ルーペ+YHL-B



ヘッドバンド+YHL-B



輸入・発売元

株式会社 キースマック

KYSMAQ

〒101-0064 東京都千代田区猿樂町 2-2-8

TEL:(03)3292-2506 FAX(03)3292-2507

URL:<http://www.kysmaq.co.jp>