




KYSMAQ

手術用双眼ルーペ

((医療機器製造販売届出番号：13B1X00090000044))



手術用双眼ルーペ

C型ルーペ (CM:ルーペ本体黒色、CH:ルーペ本体白色) (コンパウンド・オプティックス ルーペ)

多くの方に使用されている標準的なタイプで、非常に軽く、瞳孔間調整も簡便に行えます。

CM型、CH型共に2.5倍、3.0倍、3.5倍、4.0倍が有り、2.5倍には焦点距離が200~600mmまで5種類、3.0倍から4.0倍までは280~600mmまで各4種類のルーペが有り、手術によって最も適した物を選択出来ます。



CM250型



CH250



CH400

形式番号	倍率	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径(mm)	重量 (g)
CM(H)250-XS	2.5X	200~300	90	42
CM(H)250-S	2.5X	280~380	95	42
CM(H)250-R	2.5X	360~460	110	42
CM(H)250-L	2.5X	440~540	130	42
CM(H)250-XL	2.5X	500~600	150	42
CM(H)300-S	3.0X	280~380	78	46
CM(H)300-R	3.0X	360~460	80	46
CM(H)300-L	3.0X	440~540	82	46
CM(H)300-XL	3.0X	500~600	85	46
CM(H)350-S	3.5X	280~380	60	47
CM(H)350-R	3.5X	360~460	65	47
CM(H)350-L	3.5X	440~540	75	47
CM(H)350-XL	3.5X	500~600	80	47
CM(H)400-S	4.0X	280~380	70	65
CM(H)400-R	4.0X	360~460	75	65
CM(H)400-L	4.0X	440~540	80	65
CM(H)400-XL	4.0X	500~600	85	65

【注意】術者の視力により焦点距離は変化します。

また視野径はルーペの接眼レンズと眼球までの距離により変化します。

TTL(埋めこみ)型ルーペ (CM:ルーペ本体黒色、CH:ルーペ本体白色)

TTL型ルーペはプロテクティブシールドにルーペレンズを直接取り付けられた製品で、余分な物が無い為非常に軽く視野径も広くなり、術者を必ず満足させます。(尚本製品は眼科の処方箋が必要となります)



TTL250



TTL300

形式番号	倍率	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径 (mm)	重量(g)
TTL250-R	2.5X	300~500	170	28
TTL250-L	2.5X	400~600	180	28
TTL300-S	3.0X	280~380	90	28
TTL300-R	3.0X	360~460	100	28
TTL300-L	3.0X	440~540	100	28
TTL300-XL	3.0X	500~600	110	28
TTL350-S	3.5X	280~380	60	47
TTL350-R	3.5X	360~460	65	47
TTL350-L	3.5X	440~540	75	47
TTL350-XL	3.5X	500~600	80	47

S型(三二)ルーペ (SM:ルーペ本体黒色、SH:ルーペ本体白色)

C型ルーペのルーペレンズよりも小さく、超軽量で視野径も2.5倍においては広がっており、とても使いやすいルーペです。



SH250



SM250

形式番号	倍率	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径 (mm)	重量 (g)
SM(H)250-R	2.5X	300~500	170	31
SM(H)250-L	2.5X	400~600	180	31
SM(H)300-S	3.0X	280~380	90	30
SM(H)300-R	3.0X	360~460	100	30
SM(H)300-L	3.0X	440~540	100	30
SM(H)300-XL	3.0X	500~600	110	30

D 型(プリズム・オプティックス)ルーペ (DM:ルーペ本体黒色、DH:ルーペ本体白色)

D 型ルーペは主として高倍率(5.0 倍、6.0 倍、8.0 倍)のルーペであり、2.5 倍、3.0 倍のルーペを使用しており、ルーペ使用の手術に慣れた方にお勧めします。

両ルーペレンズ上部のつまみをスライドさせて、瞳孔間を調整します。



DM500



DH500

形式番号	倍率	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径 (mm)	重量 (g)
DM(H)500-S	5.0X	280~380	60	65
DM(H)500-R	5.0X	360~460	64	
DM(H)500-L	5.0X	440~540	68	
DM(H)500-XL	5.0X	500~600	70	
DM(H)600-S	6.0X	280~380	55	65
DM(H)600-R	6.0X	360~460	58	
DM(H)600-L	6.0X	440~540	60	
DM(H)600-XL	6.0X	500~600	65	
DM(H)800-S	8.0X	280~380	45	
DM(H)800-R	8.0X	360~460	48	
DM(H)800-L	8.0X	440~540	50	
DM(H)800-XL	8.0X	500~600	55	

クリップ・オン タイプ SM(H)2.5X、3X

種々なフレームに取り付ける事ができます。



SM250



SH250

形式番号	倍率	焦点距離(mm) (焦点深度)	視野径 (mm)	重量 (g)
SM(H)250-R	2.5X	300~500	170	31
SM(H)250-L	2.5X	400~600	180	31
SM(H)300-S	3.0X	280~380	90	30
SM(H)300-R	3.0X	360~460	100	30
SM(H)300-L	3.0X	440~540	100	30
SM(H)300-XL	3.0X	500~600	110	30

ヘッドバンドタイプ

ルーペを購入する場合、ヘッドバンドタイプかフレームタイプか選択して頂きます。
ヘッドバンドタイプはご自身の手持ちの眼鏡を使用してルーペを用いたい方、複数人で使用したい場合にお勧めします。



ヘッドバンド+CM250



ヘッドバンド+CH250



ヘッドバンド+DH500

付属品

ルーペをお買い上げいただくと標準付属品として、布製ケース×1、クリーニングクロス×1、調整用ドライバー×1、フリップアップレバー×1、ストラップ×1、レンズキャップ×2 が付きます。



布製ケース




調整用ドライバー



フリップアップレバー



ストラップ



レンズキャップ

フレーム選択



形式番号: FT+色
チタニウム フレーム
色: 黒、銀



形式番号: FLM+色
金属 フレーム(女性用)
色: 紫



形式番号: FM+色
金属 フレーム
色: 黒、銀、赤



形式番号: FBP+色
BPスポーツタイプ フレーム
色: 黒、銀、白、青、緑、金、赤



形式番号: * * * * *
ハーフメタルフレーム
色: 黒、銀



形式番号: FTP+色
TPスポーツタイプ フレーム
色: 黒、銀、白、青、茶、金、赤

ルーペ格納ケース



布製ケース



金属製ケース



ヘッドバンド用金属ケース



総合金属製ケース

LED ヘッドライトシステム

本品は優れた同軸照明が可能であるため、無影で焦点の合った照明が可能となります。これにより、良好な視野が得られ、目の疲れを軽減します。



YHL-ARL型 LED ヘッドライトの仕様

- ◆ 照度; 15,000~35,000Lux
- ◆ 連続使用時間; 8 時間
- ◆ LED 出力; 2W
- ◆ ライト重量; 22g



YHL-ANRL型 LED ヘッドライトの仕様

- ◆ 照度; 15,000~35,000Lux
- ◆ 連続使用時間; 8 時間
- ◆ LED 出力; 2W
- ◆ ライト重量; 22g



YHL-AXSL型 LED ヘッドライトの仕様

- ◆ 照度; 15,000~30,000Lux
- ◆ 連続使用時間; 12 時間
- ◆ LED 出力; 1W
- ◆ ライト重量; 6g



WNRワイヤレス型 LED ヘッドライトの仕様

- ◆ 照度; 15,000~35,000Lux
- ◆ 連続使用時間; 3 時間
- ◆ LED 出力; 2W
- ◆ ライト重量; 22g



WXSワイヤレス型 LED ヘッドライトの仕様

- ◆ 照度; 15,000~30,000Lux
- ◆ 連続使用時間; 4 時間
- ◆ LED 出力; 1W
- ◆ ライト重量; 6g

バッテリーパック

バッテリーパック重量; 150g
チャージ電圧; AC110V/220V
50~60Hz DC; 3.4V

電源(光量調節用)ツマミ

ライト接続口



充電コード接続口



輸入・発売元

株式会社キースマック

〒101-0064 東京都千代田区神田猿樂町 2-2-8

TEL:(03)3292-2506 FAX(03)3292-2507

URL:<http://www.kysmaq.co.jp>